

ECHANGER



TABLE HT74

DESRIPTIF :

- Piétement tube acier oblong 50x25 ép 2 mm,
- 2 traverses sous plateau tube acier 40x20 ép 2 mm,
- Assemblage de la structure par vis avec écrou noyé dans le tube,
- Plateau mélaminé ép 22 mm, chants ABS 1 mm,
- Assemblage du plateau par vis avec inserts,
- Equipés de :
 - o Soit 4 patins bois hêtre massif verni naturel ht 110 mm,
 - o Soit 4 roulettes avec frein diam 80 avec bandage caoutchouc,
 - o Soit 2 roulettes + 2 patins bois

DIMENSIONS / POIDS :

- 120x80 – 4 patins : LHP 1200x740x800 mm – 29kg
- 120x80 – 4 roulettes : LHP 1200x740x800 mm – 27kg
- 120x80 – 2 patins 2 roulettes : LHP 1200x740x800 mm – 28kg
- 160x80 – 4 patins : LHP 1600x740x800 mm – 35kg
- 160x80 – 4 roulettes : LHP 1600x740x800 mm – 33kg
- 160x80 – 2 patins 2 roulettes : LHP 1600x740x800 mm – 34kg

COLORIS :

- Coloris
selon nuancier



GENEXCO S.A.S.
PA LA GRANGE
BARBIER
BP 36
37250 MONTBAZON

T 02 47 34 02 02
F 02 47 34 03 04
info@genexco.com
genexco.com

LIVRAISON : à assembler LHP 1800x1000x300 mm

GARANTIE : 5 ans